

# Excalibur

## **LCA aditivum (Low Cure Additive - snížení vytvrzovací teploty)**

Přidání 5-6% (váhových) LCA aditiva snižuje teplotu vytvrzování většiny plastizolových barev Excalibur pro přímý tisk na cca 130-135 °C. Test správného vytvrzení proveďte buď zkouškou natažení potisku, nebo lépe jeho rozstříhnutím, pětinásobným vypráním jedné poloviny tisku a následným srovnáním praného a nepraného vzorku. Při správném vytvrzení by obě poloviny, praná i nepraná, měly mít identický vzhled.

Vždy pečlivě promíchejte a proveďte tiskové testy před tiskovou výrobou.

LCA aditivum je vyvinuto a testováno pro použití s barvami Excalibur, nelze tedy zaručit stejné výsledky i při použití s konkurenčními barvami.

## **UPOZORNĚNÍ**

Před začátkem výroby vždy na konečných výrobcích proveďte test vytvrzení, přilnavosti a požadovaného vzhledu. Lancer Group International nemůže zaručit výsledky nebo podpořit tvrzení, pokud namíchané barvy budou obsahovat ftaláty v případě, kdy při modifikaci barvy byly použity jiné příměsi, než příměsi vyrobené Lancer Group International. Na vyžádání jsou k dispozici výsledky všech laboratorních testů barev na obsah ftalátů a olova provedených třetí nezávislou stranou.